

---

# Toulouse

<b>Laboratoire</b>	<b>Laboratoire de Chimie de Coordination (LCC)</b> 205, route de Narbonne 31 077 TOULOUSE Cedex Tél. : 05 61 33 31 00 Fax. : 05 61 55 30 03 <a href="http://www.lcc-toulouse.fr/">http://www.lcc-toulouse.fr/</a>
<b>Responsable équipe Mössbauer</b>	<b>Jean-François MEUNIER</b>
<b>Equipement Mössbauer</b>	Deux bancs de mesures, avec sources $^{57}\text{Co}$ Cryostat oxford 80K-300K Cryostat Janis 4K-300K Un four permettant la réalisation de spectres Mössbauer jusque 500K Logiciel de détermination des paramètres Mössbauer : Recoil
<b>Radioisotopes</b>	$^{57}\text{Fe}$
<b>Gestion des sources</b>	
<b>Thèmes de recherche</b>	Transition de spin
<b>Mots clés</b>	Transition de spin