
Toulouse

Laboratoire	Laboratoire de Chimie de Coordination (LCC) 205, route de Narbonne 31 077 TOULOUSE Cedex Tél. : 05 61 33 31 00 Fax. : 05 61 55 30 03 http://www.lcc-toulouse.fr/
Responsable équipe Mössbauer	Jean-François MEUNIER
Equipement Mössbauer	Deux bancs de mesures, avec sources ^{57}Co Cryostat oxford 80K-300K Cryostat Janis 4K-300K Un four permettant la réalisation de spectres Mössbauer jusque 500K Logiciel de détermination des paramètres Mössbauer : Recoil
Radioisotopes	^{57}Fe
Gestion des sources	
Thèmes de recherche	Transition de spin
Mots clés	Transition de spin